

If/Icc・Elisa用抗Gsto2ポリクローナル抗体 - Q9H4Y5

商品番号: CM0018431



前書き

ヒトGSTO2（グルタチオンS-トランスフェラーゼオメガ-

2）に対するウサギポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAでの検証が完了しています。ヒ素代謝、アスコルビン酸再生、酸化ストレスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTO2 ウサギ pAb
備考／別名	GSTO 2-2; bA127L20.1; GSTO2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	119391
GeneID	119391
免疫原	ヒトGSTO2（NP_899062.1）のアミノ酸124～243番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H4Y5
タンパク質分子量	28kDa
配送方法	氷袋