

Anti-Gsto2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9H4Y5

商品番号: CM0029525



前書き

ヒトGSTO2（グルタチオンS-トランスフェラーオメガ2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。酸化ストレスやヒ素代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTO2 ウサギ pAb
備考/別名	GSTO 2-2; bA127L20.1; GSTO2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	119391
GeneID	119391
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H4Y5
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ