


WbおよびElisa用 抗Gstt2 ウサギポリクローナル抗体 - P0Cg29

商品番号: CM0014611



前書き

ヒトGSTT2（グルタチオンS-トランスフェラーゼ
シータ-

2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。解毒および癌代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTT2 ウサギ pAb
備考/別名	GSTT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2953
GeneID	2953
免疫原	ヒトGSTT2（NP_000845.2）のアミノ酸1-244に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0CG29
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ