


## Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gstt2B ポリクローナル抗体 - P0Cg30

商品番号: CM0016906



## 前書き

GSTT2B (GSTT2P) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性あり。グルタチオン抱合および解毒経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | GSTT2B ウサギ pAb                                                         |
| 備考/別名      | GSTT2P; GSTT2B                                                         |
| 種          | ヒト                                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 653689                                                                 |
| 遺伝子ID      | 653689                                                                 |
| 免疫原        | 組換えタンパク質   ヒトGSTT2B (NP_001074312.1) のアミノ酸115-244に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                              |
| 適用         | WB、IF/ICC、ELISA                                                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                             |
| SWISS      | P0CG30                                                                 |
| タンパク質分子量   | 28kDa                                                                  |
| 発送         | 保冷バッグ                                                                  |