

Wb、Elisa用 抗Gstz1ウサギポリクローナル抗体 - O43708

商品番号: CM0029834



前書き

WBおよびELISAで検証済みのGSTZ1ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性あり。フェニルアラニンおよびチロシン異化代謝における二機能性酵素、マレイルアセト酢酸イソメラーゼを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSTZ1 ウサギ pAb
備考/別名	MAI, MAAI, MAAID, GSTZ1-1, GSTZ1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2954
遺伝子ID	2954
免疫原	組換えタンパク質: ヒトGSTZ1 (NP_665877.1) のアミノ酸1-216に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O43708
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷バッグ