


WbおよびElisa用 Anti-Gtf2A2 ウサギポリクローナル抗体 - P52657

商品番号: CM0028008



前書き

ヒト GTF2A2 (TFIIA-gamma, TFIIA-12, TFIIAS) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで確認済み。RNAポリメラーゼII転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTF2A2 Rabbit pAb
備考/別名	TF2A2; TFIIA; T18745; TFIIAS; HsT18745; TFIIA-12; TFIIA-gamma; GTF2A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2958
GeneID	2958
免疫原	ヒト GTF2A2 (NP_004483.1) のアミノ酸 1-109 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P52657
タンパク質分子量	12kDa
配送	氷袋