


抗Gtf2Bウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - Q00403

商品番号: CM0022791



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗GTF2Bウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGTF2Bと反応します。転写開始の研究や診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTF2B ウサギpAb
備考/別名	TF2B; TFIIB; GTF2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2959
GeneID	2959
免疫原	GTF2Bの40-154アミノ酸残基に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001505.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00403
タンパク質重量	35kDa
配送	アイスバッグ