


Wb、If、Elisa用 Anti-Gtf2E1 ポリウサル抗体 - P29083

商品番号: CM0016649



前書き

ヒト GTF2E1

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光/ICC、ELISA

で検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。

組換え免疫原、分子量約 49

kDa。転写研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTF2E1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	FE; TF2E1; TFIIE-A; GTF2E1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2960
GeneID	2960
免疫原	ヒト GTF2E1 (NP_005504.2) のアミノ酸 230-439 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29083
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ