


Wb、Elisa用 抗Gtf2E2 ポリクローナル抗体 - P29084

商品番号: CM0027163



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ヒト転写開始因子IIEサブユニットベータ（GTF2E2）を標的とします。WBおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性を示します。転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTF2E2 ウサギ pAb
備考/別名	FE; TTD6; TF2E2; TFIIE-B; GTF2E2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2961
遺伝子ID	2961
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGTF2E2 (NP_002086.1) のアミノ酸1-291に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29084
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ