


## Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gtf2F2 ポリクローナル抗体 - P13984

商品番号: CM0025180



## 前書き

ヒトGTF2F2 (TFIIF-

β) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。一般的な転写開始因子複合体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | GTF2F2 ウサギ pAb                                        |
| 備考/別名      | BTF4, RAP30, TF2F2, TFIIF, GTF2F2                     |
| 種          | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 2963                                                  |
| 遺伝子ID      | 2963                                                  |
| 免疫原        | ヒトGTF2F2 (NP_004119.1) のアミノ酸1-249に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                             |
| 適用         | WB, IF/ICC, ELISA                                     |
| 交差反応性      | ヒト                                                    |
| SWISS      | P13984                                                |
| タンパク質分子量   | 28kDa                                                 |
| 配送         | 保冷バッグ                                                 |