


Anti-Gtf2F2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P13984

商品番号: CM0002371



前書き

ヒトGTF2F2 (TFIIF-beta, RAP30)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。転写開始の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTF2F2 Rabbit mAb
備考/別名	BTf4; RAP30; TF2F2; TFIIF; GTF2F2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2963
GeneID	2963
免疫原	合成ペプチド ヒトGTF2F2 (P13984) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13984
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋