


Anti-Gtf2H3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q13889

商品番号: CM0028737



前書き

ヒトGTF2H3（TFIIHコア複合体サブユニット、34kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。転写開始およびヌクレオチド除去修復機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	GTF2H3 Rabbit pAb
備考/別名	P34; BTF2; TFB4; TFIIH; GTF2H3
種	ヒト
遺伝子ID	2967
免疫原	ヒトGTF2H3（NP_001507.2）のアミノ酸1-308に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13889
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋