


Anti-Gtf2H4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q92759

商品番号: CM0027624



前書き

ヒトGTF2H4（TFIIH p52サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。転写およびDNA修復の研究における貴重なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GTF2H4 Rabbit pAb
備考/別名	P52; TFB2; TFIIH; GTF2H4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2968
GeneID	2968
免疫原	ヒトGTF2H4（NP_001508.1）のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q92759
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ