

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Gtf2Iポリクローナル抗体 - P78347

商品番号: CM0013955



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用の高品質な抗GTF2Iウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。免疫グロブリン遺伝子制御およびウィリアムズ症候群の研究に不可欠な112 kDa転写因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTF2I Rabbit pAb
備考/別名	WBS; DIWS; SPIN; IB291; BAP135; BTKAP1; TFII-I; WBSR6; GTFII-I; GTF2I
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2969
GeneID	2969
免疫原	ヒトGTF2I (NP_001157108.1) のアミノ酸600-810に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78347
タンパク質分子量	112kDa
配送	アイスバッグ