

Wb、Elisa用 Anti-Gtf2Ird1 ポリクローナル抗体 - Q9Uhl9

商品番号: CM0027210



前書き

GTF2IRD1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。転写制御および筋肉分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTF2IRD1 Rabbit pAb
備考/別名	BEN; WBS; GTF3; RBAP2; CREAM1; MUSTRD1; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; GTF2IRD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9569
免疫原	ヒトGTF2IRD1 (NP_057412.1) のアミノ酸660-959に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHL9
タンパク質分子量	106kDa
配送	水袋