

Wb、Elisa用抗Gtf2Ird1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uhl9

商品番号: CM0021707



前書き

ヒトGTF2IRD1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証されています。ラットと交差反応します。転写調節、筋分化、Williams-Beuren症候群の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTF2IRD1ウサギpAb
備考／別名	GTF2IRD1; BEN; CREAM1; GTF3; MUSTRD1; RBAP2; WBS; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; GTF2I repeat domain containing 1
種	ヒト
GeneID	9569
免疫原	ヒトGTF2IRD1 (NP_057412.1) のアミノ酸660～890に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9UHL9
タンパク質分子量	104kDa/106kDa/107kDa
配送	保冷バッグ