

Wb、Elisa用 抗Gtf3A ポリクローナル抗体 - Q92664

商品番号: CM0028898

前書き

ヒトGTF3A（転写因子IIIA）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。5S rRNA遺伝子転写とリボソーム生合成の研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTF3A ウサギ pAb
備考/別名	AP2; TFIIA; GTF3A
種	ヒト
GeneID	2971
免疫原	ヒトGTF3A（NP_002088.2）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92664
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ