

Wb、Ihc-P、If/Icc用抗Gtf3C3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y5Q9

商品番号: CM0020459



前書き

ヒトGTF3C3 (TFIIIC102、TFIIIC γ) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットのGTF3C3を検出します。RNAポリメラーゼIII転写研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTF3C3ウサギpAb
備考／別名	TFIIIC102; TFIIICgamma; TFIIIC2-102; GTF3C3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9330
GeneID	9330
免疫原	ヒトGTF3C3 (NP_036218.1) のアミノ酸1~160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5Q9
タンパク質分子量	101 kDa
輸送	保冷バッグ