


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Gtf3C4 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ukn8

商品番号: CM0025524



前書き

ヒトGTF3C4

(TFIIIC90)に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAに使用可能。ヒトおよびラットで検証済み。RNAポリメラーゼIII転写およびヒストンアセチル化に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GTF3C4 Rabbit pAb
備考/別名	KAT12; TFII190; TFIIIC90; TFIIIC290; TF3C-delta; TFIIICDELTA; GTF3C4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9329
GeneID	9329
免疫原	ヒトGTF3C4 (NP_036336.2) のアミノ酸583-822に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9UKN8
タンパク質分子量	92kDa
配送	氷袋