

Wb、Elisa用 抗Gtf3C6 ポリクローナル抗体 - Q969F1

商品番号: CM0016989



前書き

ヒトGTF3C6（TFIIIC35、24kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、ELISAアプリケーション用。マウスと交差反応性あり。RNAポリメラーゼII転写およびTFIIIC複合体研究の必須ツール。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTF3C6 ウサギ pAb
備考/別名	C6orf51; TFIIIC35; bA397G5.3; GTF3C6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	112495
免疫原	ヒトGTF3C6（NP_612417.1）のアミノ酸1-213に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q969F1
タンパク質分子量	24kDa
輸送	保冷バッグ