


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Gtpbp1 ウサギ ポリクローナル抗体 - O00178

商品番号: CM0017807



前書き

ヒトGTPBP1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。重要な翻訳伸長因子およびRNA品質管理タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTPBP1 ウサギ pAb
備考/別名	GP1, GP-1, HSPC018, GTPBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9567
GeneID	9567
免疫原	ヒトGTPBP1 (NP_004277.2) のアミノ酸10-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウェスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00178
タンパク質分子量	72kDa
発送方法	保冷バッグ