


WbおよびElisa用抗Gtpbp10ウサギポリクローナル抗体 - A4D1E9

商品番号: CM0019336



前書き

WBおよびELISAで検証済みのGTPBP10ウサギpAb。リボソーム成熟に必須な核小体GTPアーゼであるヒトGTPBP10（ObgH2）を標的としています。核小体構造やリボソーム生合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTPBP10 ウサギpAb
別名	ObgH2, UG0751c10, GTPBP10
対象種	ヒト
GeneID	85865
免疫原	ヒトGTPBP10 (NP_149098.2) のアミノ酸1-387に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	A4D1E9
タンパク質分子量	43kDa
輸送方法	保冷剤