


## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Gtpbp4モノクローナル抗体 - Q9Bze4

商品番号: CM0008328



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのGTPBP4ウサギモノクローナル抗体。60Sリボソーム生合成およびTP53制御に関与する核小体GTPaseであるヒトGTPBP4を認識します。がん研究およびリボソーム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ        | 値                                               |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 製品名          | GTPBP4ウサギmAb                                    |
| 備考／別名        | NGB; CRFG; NOG1; GTPBP4                         |
| 種            | ヒト                                              |
| GeneID       | 23560                                           |
| 免疫原          | ヒトGTPBP4 (Q9BZE4) のアミノ酸2〜92に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来           | ウサギ                                             |
| カテゴリー        | モノクローナル抗体                                       |
| アプリケーション     | WB、IHC-P、ELISA                                  |
| 交差反応性        | ヒト                                              |
| SWISSアクセッション | Q9BZE4                                          |
| タンパク質分子量     | 74kDa                                           |
| 配送           | 保冷バッグ                                           |