


Anti-Gtpbp4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Bze4

商品番号: CM0027715



前書き

GTPBP4を標的とするアフィニティ精製ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。リボソーム生成およびTP53シグナル伝達の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTPBP4 Rabbit pAb
備考/別名	NGB; CRFG; NOG1; GTPBP4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23560
遺伝子ID	23560
免疫原	組換えタンパク質（ヒトGTPBP4 (NP_036473.2) のアミノ酸385-634に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZE4
タンパク質分子量	74kDa
配送	アイスバッグ