

Anti-Gtpbp8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N3Z3

商品番号: CM0018879

前書き

ヒトGTPBP8に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済みです。GTP結合タンパク質8の機能解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTPBP8 Rabbit pAb
備考/別名	HSPC135; GTPBP8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29083
GeneID	29083
免疫原	ヒトGTPBP8 (NP_054889.2) のアミノ酸1-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N3Z3
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスパック