

WbおよびElisa用抗Gtse1ポリクローナル抗体 - Q9Nyz3

商品番号: CM0017444



前書き

ヒトGTSE1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。G2/M停止に関与する細胞周期調節因子を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTSE1 ウサギ pAb
別名	B99; GTSE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51512
GeneID	51512
免疫原	ヒトGTSE1 (NP_057510.4)のアミノ酸30～290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NYZ3
タンパク質分子量	77kDa
発送方法	氷袋