

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Gtsf1 ポリクローナル抗体 - Q8Ww33

商品番号: CM0019161

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用 GTSF1

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで
検証済み。精子形成とレトロトランスポゾンサイレン
シングに必須の gametocyte-specific factor 1
を標的とします。予測分子量は19kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GTSF1 ウサギ pAb
備考/別名	Cue110; FAM112B; GTSF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	121355
GeneID	121355
免疫原	組換えタンパク質 ヒト GTSF1 (NP_653195.2) のアミノ酸1-167に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WW33
タンパク質分子量	19kDa
配送	保冷バッグ