

抗グアニンデアミナーゼ（Gda）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y2T3

商品番号: CM0030360



前書き

ヒトGDA（グアニンデアミナーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。プリン代謝研究におけるグアニン脱アミノ経路の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GDA Rabbit pAb
備考/エイリアス	GAH; CYPIN; GUANASE; NEDASIN; GDA
種	ヒト
GeneID	9615
免疫原	ヒトGDA（NP_004284.1）のアミノ酸165-454に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2T3
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋