

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗グアニル酸シクラーゼB1 (Gucy1B3) モノクローナル抗体 - Q02153

商品番号: CM0006036



前書き

グアニル酸シクラーゼβ1 (GUCY1B3) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。一酸化窒素-cGMPシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グアニル酸シクラーゼβ1 (GUCY1B3) ウサギmAb
備考/別名	GUCB3; GC-SB3; GUC1B3; GUCSB3; GUCY1B3; GC-S-beta-1; Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2983
GeneID	2983
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02153
タンパク質分子量	71kDa
輸送	保冷バッグ