

WbおよびElisa用抗グアニリルシクラーゼβ1（Gucy1B3）ウサギポリクローナル抗体 - Q02153

商品番号: CM0013653



前書き

ヒト Guanylyl Cyclase beta

1（GUCY1B3）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。一酸化窒素受容体cGMP合成酵素サブユニットを検出します。IVD原料パートナーのCamelBioから入手可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グアニリルシクラーゼβ1 (GUCY1B3) ウサギpAb
別名	GUCB3; GC-SB3; GUC1B3; GUCSB3; GUCY1B3; GC-S-beta-1; Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3)
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2983
遺伝子ID	2983
免疫原	組換えタンパク質 ヒト Guanylyl Cyclase beta 1 (Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3)) (NP_000848.1)のアミノ酸1-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02153
タンパク質分子量	71kDa
輸送方法	保冷剤