


WbおよびElisa用Anti-Guca2Aポリクローナル抗体 - Q02747

商品番号: CM0027802



前書き

ヒトグアニリン（GUCA2A）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。消化管研究およびエンテロトキシンシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GUCA2A Rabbit pAb
備考/別名	GUCA2; STARA; GCAP-I; GUCA2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2980
GeneID	2980
免疫原	ヒトGUCA2A（NP_291031.2）のアミノ酸22-115に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02747
タンパク質分子量	12kDa
配送	氷袋