


Wb、Elisa用 抗Guca2B ポリクローナル抗体 - Q16661

商品番号: CM0027618



前書き

ヒトGUCA2B（ウログアニリン、GCAP-II）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスと交差反応性あり。腸管グアニル酸シクラーゼシグナル伝達と体液/電解質輸送の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GUCA2B ウサギ pAb
備考/別名	UGN; GCAP-II; GUCA2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2981
GeneID	2981
免疫原	ヒトGUCA2B (NP_009033.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q16661
タンパク質分子量	12kDa
発送	保冷バッグ