

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gucy1A3 ポリクローナル抗体 - Q02108

商品番号: CM0014466



前書き

ヒトGUCY1A3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。可溶性グアニル酸シクラーゼシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GUCY1A3 ウサギ pAb
備考/別名	GUCA3; MYMY6; GC-SA3; GUC1A3; GUCSA3; GUCY1A3; GCS-alpha-3; GC-S-alpha-1
種	ヒト
遺伝子ID	2982
免疫原	ヒトGUCY1A3 (NP_000847.2) のアミノ酸1-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02108
タンパク質分子量	77kDa
発送	保冷バッグ