

Wb・Elisa用抗Gucy2Dポリクローナル抗体 - Q02846

商品番号: CM0028332

前書き

網膜グアニリルシクラーゼ1（GUCY2D）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性を示します。視覚および光情報伝達の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GUCY2D Rabbit pAb
備考/別名	LCA; CACD; CG-E; CYGD; LCA1; RCD2; CACD1; CORD5; CORD6; GUC2D; ROSGC; retGC; CSNB11; GUC1A4; RETGC-1; ROS-GC1; GUCY2D
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3000
遺伝子ID	3000
免疫原	ヒトGUCY2D（NP_000171.1）のアミノ酸52～350番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02846
タンパク質分子量	120kDa
輸送方法	氷袋