

WbおよびElisa用抗Gucy2Fウサギポリクローナル抗体 - P51841

商品番号: CM0018418

前書き

GUCY2F（網膜グアニル酸シクラーゼ2）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。光受容細胞におけるcGMP合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗GUCY2Fウサギポリクローナル抗体
備考／別名	CYGF; GC-F; GUC2F; GUC2DL; RETGC-2; ROS-GC2; GUCY2F
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2986
免疫原	ヒトGUCY2F（NP_001513.2）のアミノ酸250～460に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P51841
タンパク質分子量	125kDa
輸送	保冷バッグ