

抗Guk1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q16774

商品番号: CM0031009



前書き

グアニル酸キナーゼ（GUK1）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトGUK1を標的とし、組換え免疫原を使用しています。ヌクレオチド代謝、cGMP再循環、プロドラッグ活性化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GUK1 ウサギ pAb
別名	GMK; GUK1
対象種	ヒト
GeneID	2987
免疫原	ヒトGUK1（NP_000849.1）のアミノ酸1-197番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16774
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	保冷剤