

Wb、Elisa用抗Gw5ポリクローナル抗体 - A0A1D8Gzc0

商品番号: CM0022665

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのウサギポリクローナル抗GW5抗体。イネ（*Oryza sativa*）GW5カルモジュリン結合タンパク質（約49 kDa）を検出します。イネ研究および農業診断アプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GW5 Rabbit pAb
備考/エイリアス	GW5
種	<i>Oryza sativa</i> （イネ）
GeneID	4338011
免疫原	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）GW5（A0A1D8GZC0）のアミノ酸200-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	<i>Oryza sativa</i> （イネ）
SWISS	A0A1D8GZC0
タンパク質分子量	49kDa
配送	氷袋