


Gyg1に対するウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P46976

商品番号: CM0018118



前書き

ヒトグリコゲニン-

1 (GYG1) に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。グリコーゲン合成やグリコーゲン貯蔵病の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GYG1 Rabbit pAb
備考／別名	GYG; GSD15; GYG1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2992
GeneID	2992
免疫原	ヒトGYG1 (NP_001171649.1) のアミノ酸234～333番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46976
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	氷袋