


If/Icc、Elisa用 抗Gypb ポリクローナル抗体 - P06028

商品番号: CM0016083



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ヒトグリコフォリンB（GYPB/CD235b）を標的とします。これは主要な赤血球膜シアロ糖タンパク質です。免疫蛍光法（IF/ICC）およびELISAで検証済みで、赤血球膜安定性および血液型抗原に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GYPB ウサギ pAb
備考/別名	SS; GPB; GYP; MNS; GYPA; PAS-3; CD235b; GYPB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2994
GeneID	2994
免疫原	ヒト GYPB (NP_002091.3) のアミノ酸1-91に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06028
タンパク質分子量	10kDa
輸送	氷袋