

Anti-H2-Ab1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06345

商品番号: CM0021053

前書き

マウスH2-Ab1（MHCクラスIIベータ鎖）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。免疫学および組織適合性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	H2-Ab1 Rabbit pAb
備考/別名	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; RmcsI; I-Abeta; H2-Ab1
種	マウス
GeneID (ヒト)	14961
GeneID	14961
免疫原	マウスH2-Ab1 (NP_996988.2) のアミノ酸30-219に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06345
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋