

抗H3Q5Ser（ヒストンH3.1、 P68431） ウサギポリクローナル抗体（Wb、 If、 E lisa用途）

商品番号: CM0000083



前書き

Q5部位（P68431）のセロトニル化ヒストンH3.1を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、エピゲノム研究、クロマチン研究、ヒストン修飾解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	H3Q5ser Rabbit pAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3Q5ser
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8350
GeneID	8350
免疫原	ヒトヒストンH3のQ5周辺のセロトニル化合成ペプチド（NP_003520.1）
起源	ウサギ
カテゴリー	その他修飾抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	氷袋梱包