

Anti-H6Pd ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O95479

商品番号: CM0025961



前書き

WBおよびELISA用のH6PDウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。小胞体（ER）内の二機能性GDH/6PGLタンパク質を標的とし、ペントースリン酸経路の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	H6PD Rabbit pAb
備考/別名	GDH; G6PDH; H6PDH; CORTRD1; H6PD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9563
GeneID	9563
免疫原	ヒトH6PD (NP_004276.2) のアミノ酸20-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95479
タンパク質分子量	89kDa
配送	アイスパック