

抗HABp4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q5Jvs0

商品番号: CM0020693

前書き

WB、ELISAでの使用が検証済み、マウス、ラットと交差反応性を示します。標的はリボソーム冬眠および転写制御因子である細胞内ヒアルロン酸結合タンパク質4です。癌研究や転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HABP4 ウサギpAb
別名	IHABP4, IHABP-4, Ki-1/57, SERBP1L, HABP4
種	ヒト
遺伝子ID	22927
免疫原	ヒトHABP4 (NP_055097.2)のアミノ酸50～150領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q5JVS0
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	氷袋