

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Hace1ポリクローナル抗体 - Q8Iyu2

商品番号: CM0027412



前書き

HACE1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのHACE1（102

kDa）を認識します。ゴルジ膜動態、RAC1分解、および宿主防御に関与するE3ユビキチンリガーゼです。細胞生物学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HACE1 Rabbit pAb
備考/別名	SPPRS; HACE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57531
GeneID	57531
免疫原	合成ペプチド ヒトHACE1 (NP_065822.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IYU2
タンパク質分子量	102kDa
配送	氷袋