

## 抗Hadhウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q16836

商品番号: CM0013296



## 前書き

ヒトHADHに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHCパラフィン切片、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア脂肪酸β酸化および代謝疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 製品名         | HADH ウサギpAb                                      |
| 備考/別名       | HAD; HCDH; HHF4; HADH1; HADHSC; MSCHAD; HADH     |
| 種           | ヒト                                               |
| GeneID (ヒト) | 3033                                             |
| GeneID      | 3033                                             |
| 免疫原         | ヒトHADHの1-314アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_005318.3)。 |
| ソース         | ウサギ                                              |
| カテゴリ        | ポリクローナル抗体                                        |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                                 |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                       |
| SWISS       | Q16836                                           |
| タンパク質重量     | 34kDa                                            |
| 配送          | アイスバッグ                                           |