

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Hadhaポリクローナル抗体 - P40939

商品番号: CM0023346



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ由来ポリクローナルHADHA抗体です。脂肪酸β酸化に参与する83 kDaのミトコンドリア三機能酵素サブユニットであるヒトおよびマウスHADHAを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HADHA ウサギ pAb
備考/別名	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HADHA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3030
GeneID	3030
免疫原	ヒトHADHA (NP_000173.2) のアミノ酸545～763に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P40939
タンパク質分子量	83kDa
輸送方法	氷袋