

Wb、If/Icc、Elisa用抗Hadhaウサギモノクローナル抗体 - P40939

商品番号: CM0007375



前書き

ヒトHADHAを標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。研究用途でミトコンドリア三機能酵素サブユニットαを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] HADHA ウサギmAb
備考 / 別名	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3030
遺伝子ID	3030
免疫原	ヒトHADHA (NP_000173.2) のアミノ酸545〜763に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40939
タンパク質分子量	83kDa
配送方法	氷袋