

抗Hadhbモノクローナル抗体（ウサギ） Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応 - P55084

商品番号: CM0012724



前書き

HADHB（ミトコンドリア三機能酵素サブユニットβ）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用に適しており、ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] HADHB ウサギmAb
備考／別名	ECHB; MTPB; MTPD; MTPD2; MSTP029; TP-BETA; HADHB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3032
遺伝子ID	3032
免疫原	ヒトHADHB (NP_000174.1) のアミノ酸331～474に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55084
タンパク質分子量	51kDa
配送方法	保冷剤