

## Wb、If/Icc、Elisa用抗Hadhbポリクローナル抗体 - P55084

商品番号: CM0030211



### 前書き

HADHBウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロット（WB）、免疫蛍光（IF/ICC）、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。長鎖脂肪酸β酸化の関与酵素であるミトコンドリア三機能酵素βサブユニット（51 kDa）を標的とします。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | HADHB ウサギpAb                                           |
| 備考/別名       | ECHB; MTPB; MTPD; MTPD2; MSTP029; TP-BETA; HADHB       |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 3032                                                   |
| GeneID      | 3032                                                   |
| 免疫原         | ヒトHADHB (NP_000174.1) のアミノ酸34～270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 起源          | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| 用途          | WB, IF/ICC, ELISA                                      |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS       | P55084                                                 |
| タンパク質分子量    | 51kDa                                                  |
| 輸送方法        | 氷袋                                                     |