


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Hagh ウサギポリクローナル抗体 - Q16775

商品番号: CM0025915



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用に検証された高品質のHAGHウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのヒドロキシアシルグルタチオンヒドロラーゼを検出します。ミトコンドリアおよび細胞質解毒経路におけるグリオキサラーゼIIの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HAGH ウサギ pAb
備考/別名	GLO2; GLX2; GLXII; HAGH1; HAGH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3029
GeneID	3029
免疫原	ヒトHAGH (NP_001035517.1) のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16775
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ